

DE HINWEISE ZUM GEBRAUCH

Kintex Kinesiologie Tape

Liebe Kundin, lieber Kunde,
wir freuen uns, dass du dich für Kintex Kinesiologie Tapes Classic entschieden hast.
Solltest du Fragen haben, dann kontaktiere unseren Kundenservice über unsere
Webseite: www.kintex.de

Zur Anwendung als Schmerz-, Muskel-, Lymph- und Korrekturtape.
Das hautverträgliche Kintex Tape ist durch die wellenförmige Struktur des
hypoallergen Acryklebers sehr anpassungsfähig und dehnbar (40 - 60%). Eine
optimale Anpassung an die Strukturen des menschlichen Körpers wie z.B. der Haut,
den Faszien, den Muskeln, den Meridianen, etc. wird durch unser Tape gesichert und
gefördert. Es ist in seiner Beschaffenheit sehr strapazierfähig, wasserfest und reißfest.

Erklärung der Symbole

- Latexfrei
- Nicht 2x verwenden, Klebekraft lässt nach
- Vor Sonne schützen
- Gebrauchsanweisung lesen und beachten
- Trocken aufbewahren
- Medizinprodukt
- Bitte fachgerecht entsorgen

Anwendung

- Messe die gewünschte Länge ab und schneide das Tape mit einer Schere zu.
Bitte achte darauf, dass die Ecken abgerundet sind.
- Entferne das Tape vom Trägerpapier ohne in die Klebefläche zu greifen, indem du die
Basis (ca. 5cm) anklebst und anschließend das restliche Tape anklebst.
- Vor dem Anlegen des Tapes wird der Körper in Vordehnung gebracht, dies variiert
je nach Ziel und Art der Anlage.
- Du kannst das Kintex Tape für Sportverletzungen, Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen,
Ödeme, Muskelverspannungen und weitere Indikationen und
Kontraindikationen nutzen.*
- Im Internet bieten wir dir über 40 Videoanleitungen für verschiedene Anlagetechniken.

Für weitere Informationen besuche unsere
Homepage oder scanne
den QR-Code:

www.kintex.de/Anleitungen



Warnhinweis

Verwende die Tapes niemals bei offenen Wunden oder als Verbandsmaterial.
Solltest du einen Juckreiz oder eine allergische Reaktion verspüren, dann entferne das
Tape. Vor jedem Taping ist ein ausführlicher Befund die Grundlage einer gezielten
Therapie. Wir empfehlen, unser Tape ausschließlich von geschulten Anwendern
oder Ärzten anbringen zu lassen. *Die Wirkung der Kinesiologie Tapes ist nicht
wissenschaftlich bewiesen, unsere Aussagen basieren auf unseren jahrelangen
Erfahrungen.

Material

97 % Baumwolle, 3 % Elastan, Hypoallergener Acrykleber

EN INSTRUCTIONS FOR USE

Kintex Kinesiologie Tape

Dear customer,
We are delighted that you have chosen Kintex Kinesiologie Tapes Classic. If you have
any questions, please contact our Customer Service via our website: www.kintex.de

For use as pain, muscle, lymph and correction tape.
Thanks to the wavy structure of its hypoallergenic acrylic adhesive, the skin-friendly
Kintex Tape is very adaptable and stretchable (40 - 60%). Our tape guarantees
and enables perfect adjustment to structures of the human body such as the skin, the
fascia, the muscles, the meridians and more. Its texture is very durable, waterproof and
tear-resistant.

Explanation of symbols

- Latex-free
- Do not use twice, adhesive strength decreases
- Protect from sunlight
- Read and follow the instructions for use
- Keep dry
- Medical device
- Please dispose of properly

Application

- Measure the desired length and cut the tape with scissors.
Please ensure that the corners are rounded.
- Remove the tape from the backing paper without reaching into the adhesive surface by
sticking on the base (approx. 5cm) and then sticking on the rest of the tape.
- Before applying the tape, the body is pre-stretched, this varies depending on the goal
and type of application.
- You can use the Kintex Tape for sports injuries, joint pain, back pain, oedema,
muscle tension and other indications and contraindications.*
- We offer you over 40 online instruction videos for various application techniques.

For more information visit our
website or scan
the QR code:

www.kintex.de/Anleitungen



Warning

Never use the tape on open wounds or as bandages. If you feel itching or an
allergic reaction, remove the tape. Before each application, a detailed diagnosis forms
the basis of a targeted therapy. We recommend having our tape applied exclusively
by trained users or doctors. *The effect of kinesiology tape has not been scientifically
proven, our statements are based on our many years of experience.

Material

97% cotton, 3% elastane, hypoallergenic acrylic adhesive

FR CONSEILS D'UTILISATION

Tape de kinésiologie Kintex

Chère cliente, cher client
Nous sommes heureux que vous ayez opté en faveur des tapes de kinésiologie Kintex
Classic. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre service clients par le biais de
notre site web: www.kintex.de

À utiliser comme tape antidouleur, musculaire, lymphatique et correctif.
Bien toléré par la peau, le tape Kintex extensible (40 - 60%) s'adapte très facilement
grâce à la structure ondulée de la colle acrylique hypoallergénique. Notre tape assure
et favorise une adaptation optimale aux structures du corps humain, telles par ex. que
la peau, les fascies, les muscles, les méridiens, etc. Il est très résistant à l'usure, à l'eau
et à la déchirure.

Explication des symboles

- Exempt de latex
- Ne pas utiliser 2x, car le pouvoir adhésif diminue
- Mettre à l'abri du soleil
- Lire et observer le mode d'emploi
- Conserver dans un endroit sec
- Produit médical
- À éliminer dans les règles de l'art

Utilisation

- Mesurer la longueur voulue et couper le tape avec des ciseaux.
Veiller à en arrondir les coins.
- Enlever le film de protection sans toucher à la partie adhésive, en collant d'abord la
base (5 cm env.) puis le reste du tape.
- Avant d'appliquer le tape, exercer une tension préliminaire sur le corps, ceci
dépendant de l'objectif et du type d'application.
- Il est possible d'utiliser le tape Kintex pour des blessures liées au sport, des douleurs
articulaires, des douleurs dorsales, des œdèmes, tensions musculaires et autres
indications et contre-indications.*
- Sur Internet, nous proposons plus de 40 vidéos d'instructions
pour différentes techniques d'application.

Pour de plus amples informations, voir notre page d'accueil
ou scanner le code QR: www.kintex.de/Anleitungen



Avertissement

Ne jamais appliquer de tapes sur des plaies ouvertes ou les utiliser comme pansements.
Enlever le tape en cas de démangeaisons ou de réaction allergique. Un bilan
détaillé constitue la base d'une thérapie ciblée, avant toute application d'un tape de
kinésiologie. Nous conseillons de confier l'application de notre tape exclusivement à
des utilisateurs formés ou à des médecins. *L'effet des tapes de kinésiologie n'étant
pas scientifiquement prouvé, nos affirmations sont basées sur nos longues années
d'expérience.

Matière

97 % coton, 3 % élasthanne, colle acrylique hypoallergénique

ES INDICACIONES DE USO

Tape kinesiológico Kintex

Estimado/a cliente:

Nos complace que hayas elegido el parche kinesiológico Classic de Kintex. Si tienes
alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente desde
nuestro sitio web: www.kintex.de

Puede utilizarse como cinta correctiva, linfática, muscular y para el dolor.
La cinta Kintex, que no irrita la piel, es muy flexible y extensible (40 a 60 %) gracias a
la estructura ondulada del adhesivo acrílico hipodérmico. Nuestra cinta garantiza
y favorece la adaptación óptima a las estructuras del cuerpo humano, como la piel,
las fascias, los músculos, los meridianos, etc. Es muy duradera, resistente al agua y a
los desgarras.

Explicación de los símbolos:

- No contiene látex.
- No utilizar el parche dos veces, ya que disminuirá la capacidad adhesiva.
- Proteger del sol.
- Leer y seguir las instrucciones de uso.
- Almacenar en un lugar seco.
- Producto sanitario.
- Desechar de forma adecuada.

Aplicación

- Mide la longitud deseada y corta la cinta con unas tijeras.
- Asegúrate de que las esquinas estén redondeadas.
- Retira la cinta del papel posterior sin tocar la superficie adhesiva,
pegando primero la base (unos 5 cm) y después el resto de la cinta.
- Estira el cuerpo antes de aplicar la cinta, esto varía dependiendo del
objetivo y del tipo de aplicación.
- Puedes utilizar la cinta Kintex para lesiones deportivas, dolores articulares,
dolores de espalda, edemas, tensiones musculares y otras
indicaciones y problemas físicos.*
- En Internet te ofrecemos más de 40 instrucciones en vídeo sobre
distintos técnicas de aplicación.

Para obtener más información, visita nuestro sitio web o escanea
el código QR: www.kintex.de/Anleitungen



Advertencia

No utilices nunca la cinta sobre heridas abiertas o como vendaje. Si sientes picor o
una reacción alérgica, retira la cinta. Antes de utilizar una cinta, debe hacerse un
diagnóstico detallado que sirva de base para el tratamiento específico. Recomendamos
que nuestra cinta sea aplicada únicamente por usuarios formados o médicos. *El efecto
de las cintas kinesiológicas no está demostrado científicamente, nuestras afirmaciones se
basan en nuestros años de experiencia.

Material

97 % algodón, 3 % elastano, adhesivo acrílico hipodérmico

IT INDICAZIONI SULL'USO

Kintex Kinesiologie Tape

Gentili clienti

vi ringraziamo per aver scelto Kintex Kinesiologie Tapes Classic. Se avete domande,
contattate il servizio clienti tramite il nostro sito web: www.kintex.de

Da utilizzare come nastro antidolorifico, muscolare, linfatico e correttivo.
Il Kintex Tape, è delicato sulla pelle e grazie la struttura ondulata dell'adesivo acrilico
ipoallergenico, è estremamente adattabile ed estensibile (40-60%). L'adattamento
ottimale alle strutture del corpo umano come la pelle, le fasce, i muscoli, i meridiani,
ecc. è garantito e agevolato dal nostro nastro. La sua struttura è molto resistente,
impermeabile e antistrappo.

Significato dei simboli

- Privo di lattice
- Non utilizzare due volte, altrimenti la forza adesiva diminuisce
- Proteggere dalla luce diretta del sole
- Leggere e seguire le istruzioni per l'uso
- Conservare in un luogo asciutto
- Dispositivo medico
- Smaltire in modo corretto

Applicazione

- Misurare la lunghezza desiderata e tagliare il nastro con le forbici.
- Assicurarsi che gli angoli siano ben arrotondati.
- Staccare il nastro dalla carta di supporto senza toccare la superficie adesiva,
incollare prima la base (circa 5 cm) e poi il resto del nastro.
- Prima di applicare il nastro, la parte del corpo deve essere sottoposta ad allungamento
muscolare, esso varia a seconda del tipo e della finalità dell'applicazione.
- È possibile utilizzare Kintex Tape per lesioni sportive, dolori articolari, mal di schiena,
edema, tensione muscolare e altre indicazioni e controindicazioni.*
- Su Internet vi offriamo oltre 40 video tutorial sulle diverse tecniche di applicazione.

Per maggiori informazioni visitare
la nostra homepage o scansionare
il codice QR:

www.kintex.de/Anleitungen



Avvertenze

Non utilizzare mai i nastri su ferite aperte oppure come fasciature. In caso di
prurito o di reazione allergica, rimuovere il nastro. Prima di ogni applicazione,
ricordate che un'accurata diagnosi è la base per una terapia mirata. Consigliamo di far
applicare il nastro solo ad operatori qualificati o medici. *L'effetto dei nastri kinesiologici
non è scientificamente provato, le nostre indicazioni si basano su anni di esperienza.

Materiali

97 % cotone, 3 % elastan, adesivo acrilico ipoallergenico

CZ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Kintex Kinesiologie Tape

Milá zákaznice, milý zákazník,

dějme si, že ses rozhodl/a pro Kintex Kinesiologie Tapes Classic. V případě dotazů,
kontaktuj náš zákaznický servis na naší webové stránce: www.kintex.de

Pro použití jako tejp proti bolesti, svalů, lymf a korekční tejp.
Kintex Tape je snášenlivý k pokožce a vlnitou strukturu hypoalergenního lepidla
velmi přizpůsobivý a pružný (40 - 60%). Náš tejp zaručuje a podporuje optimální
přizpůsobení na skladbu lidského těla jako např. na pokožku, fascie, svaly, meridiány,
atd. Svým složením je velmi odolný, vodotěsný a odolný proti roztrhnutí.

Vysvětlení symbolů

- Bez latexu
- Nepoužívejte 2x, ochabuje lepicí schopnost
- Chraňte před sluncem
- Čtěte a dodržujte návod na používání
- Skladujte v suchu
- Zdravotnický výrobek
- Prosíme odborně zlikvidovat

Použití

- Naměř požadovanou délku a nůžkami si odstihni tejp.
- Dbej na to, aby byla rohy zaoblené.
- Odlep tejp z papíru aniž bys se dotkl lepicí plochy tak, že
nalepíš základ (cca 5cm) a poté zbývající tejp.
- Před přiložením tejpů se tělo předběžně natáhne, to se mění
podle cíle a druhu přiložení.
- Kintex Tape můžeš použít pro sportovní poranění, bolesti zad,
edémy, natažení svalů a další indikace a kontraindikace.*
- Na internetu poskytujeme více než 40 video návodů pro různé techniky přiložení.

Pro další informace navštív naši
domovskou stránku nebo naskenuj
QR kód:
www.kintex.de/Anleitungen



Varovné upozornění

Tejpy nikdy nepoužívej na otevřené rány nebo jako obvazový materiál. Pokud
ucítíš svědění nebo alergickou reakci, tejp odlep. Před každým tejpováním je podrobný
nálež základem cílené terapie. Doporučujeme, abyste si nechali nalepit tejp výhradně
výkolenými uživateli nebo lékaři. *Účinek kineziolejtepu není vědecky prokázán, naše
výpovědi se zakládají na našich dlouholetých zkušenostech.

Material

97 % bavlna, 3 % elastan, hypoalergenní akrylátové lepidlo

NL GEBRUIKSAANWIJZING

Kintex Kinesiologie Tape

Geachte klant
wij zijn blij dat je voor Kintex Kinesiologie Tapes Classic hebt gekozen. Als je vragen heeft, neem dan contact op met onze klantenservice via onze website: www.kintex.de.

Te gebruiken als pijn-, spier-, lymfe- en correctietape. De huidvriendelijke Kintex tape is zeer flexibel en rekbaar (40 - 60%) door de golfende structuur van de hypoallergene acrylijm. Optimale aanpassing aan de structuren van het menselijk lichaam zoals de huid, fascie, spieren, meridianen etc. wordt door onze tape gegarandeerd en bevordert. Het is zeer slijvast, waterbestendig en scheurvast.

Verklaring van de symbolen

- Latex-vrij
- Niet 2x gebruiken, de kleefkracht neemt af
- Beschermen tegen de zon
- Gebruiksaanwijzing lezen en opvolgen
- Droog bewaren
- Medisch hulpmiddel
- Op juiste wijze afvoeren

Toepassing

- Meet de gewenste lengte en knip de tape af met een schaar.
- Zorg ervoor dat de hoeken afgerond zijn.
- Haal de tape van het houderpapier zonder in het kleefoppervlak te reiken door de tape eraan te plakken (ongeveer 5 cm) en plak dan de rest van de tape erop.
- Voordat de tape wordt aangebracht, moet het lichaam worden voorgerekt, afhankelijk van het doel en het type toepassing.
- Je kunt Kintex Tape gebruiken bij sportblessures, gewrichtspijn, rugpijn oedeem, spierspanning en andere indicaties en contra-indicaties.*
- Op internet bieden we je meer dan 40 video-instructies voor verschillende applicatietechnieken.

Ga voor meer informatie naar onze homepage of scan de QR-code:
www.kintex.de/Anleitungen



⚠ Waarschuwing

Gebruik de tapes nooit op open wonden of als verband. Verwijder de tape bij jeuk of een allergische reactie. Voordat je gaat tappen, is een gedetailleerde diagnose de basis voor een gerichte therapie. Wij raden aan om onze tape alleen aan te brengen door getrainde gebruikers of artsen. * De werking van kinesiologie tapes is niet wetenschappelijk bewezen, onze uitspraken zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring.

Materiaal

97 % katoen, 3 % elastaan, hypoallergene acrylijm

BE GEBRUIKSINSTRUCTIES

Kintex Kinesiologietape

Beste klant,
Bedankt om te kiezen voor Kintex Kinesiologietape Classic. Bij vragen neem je het best via de website contact op met onze klantendienst: www.kintex.de.

Voor gebruik als pijnbestrijdingstape, spier-, lymfe- en correctietape.
Door de hypoallergene acrylijm met golfstructuur is de huidvriendelijke Kintex Tape uiterst flexibel en rekbaar (40 - 60 %). Onze tape garandeert en stimuleert een optimale aanpassing aan de structuur van het menselijk lichaam, zoals de huid, de fascia, de spieren, de meridianen. De textuur is uiterst slijvast, waterdicht en scheurbestendig.

Verklaring van de symbolen

- Latexvrij
- Gebruik de pleister geen tweede keer, de kleefkracht vermindert.
- Bescherm de pleisters tegen zonlicht.
- Lees de gebruiksaanwijzing en neem ze in acht.
- Bewaar de pleisters op de droge plaats.
- Medisch hulpmiddel
- Gooi de pleisters op de juiste manier weg.

Gebruik

- Meet de gewenste lengte af en knip de tape met een schaar.
- Let erop dat de hoeken afgerond zijn.
- Verwijder de tape van het ruggpapier zonder het kleefoppervlak aan te raken, door eerst de basis (ca. 5 cm) en dan de rest van de tape te plakken.
- Vooral eer je de tape aanbrengt, wordt het lichaam gerek, wat varieert in functie van het doel en de aanlegging.
- Je kan de Kintex Tape gebruiken voor sportblessures, gewrichtsklachten, rugpijn, oedeem, gespannen spieren en andere indicaties en contra-indicaties.*
- Op het internet vind je meer dan 40 video-instructies voor verschillende aanlegtechnieken.

Neem voor extra informatie een kijkje op onze homepage of scan de QR-code:
www.kintex.de/Anleitungen



⚠ Waarschuwing

Gebruik de tape nooit op open wonden of als verbandmateriaal. Verwijder de tape als je jeuk of een allergische reactie krijgt. Bij elke taping vormt een uitgebreide diagnose de basis voor een doelgerichte therapie. We adviseren om onze tape uitsluitend te laten aanbrengen door opgeleide gebruikers en artsen. * De werking van de Kinesiologietape is niet wetenschappelijk bewezen; onze uitspraken zijn gebaseerd op jarenlange ervaring.

Materiaal

97 % katoen, 3 % elastaan, hypoallergene acrylijm

PT INDICAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO

Tape de cinesiologia Kintex

Caro(a) cliente,
Agradecemos a sua preferência pelas fitas de cinesiologia Kintex Classic. Em caso de dúvidas, contate o nosso serviço de apoio ao cliente através da nossa página de Internet: www.kintex.de

Para utilização como fita adesiva analgésica, muscular, linfática e corretiva. Além de ser dermatocompatível, a fita adesiva Kintex é extremamente adaptável e extensível (40 — 60 %) graças à estrutura ondulada do adesivo acrílico hipoaérgico. Esta fita assegura e promove um ajuste perfeito às estruturas do corpo humano, como a pele, as fascias, os músculos e os meridianos, entre outros. Destaca-se pela sua resistência ao desgaste e à rutura, bem como pela sua impermeabilidade.

Explicação dos símbolos

- Sem látex
- Não reutilizar, uma vez que perde a aderência
- Proteger da luz solar
- Ler e observar o manual de utilização
- Guardar em local seco
- Dispositivo médico
- Eliminar de acordo com a legislação em vigor

Aplicação

- Meça o comprimento pretendido e corte a fita adesiva com uma tesoura. Certifique-se de que os cantos estão arredondados.
- Retire a fita adesiva do papel sem tocar na superfície adesiva, cole a ponta (aprox. 5 cm) e, de seguida, cole o resto da fita.
- Antes de aplicar a fita adesiva, o corpo deve estar em pré-distensão, o que varia consoante o objetivo e o tipo de aplicação.
- A fita adesiva Kintex pode ser utilizada em caso de lesões desportivas, dores nas articulações, dores lombares, edemas, tensão muscular e outras indicações e contra-indicações.*
- Na Internet, ofereceremos-lhe mais de 40 tutoriais em vídeo sobre diferentes técnicas de aplicação.

Para mais informações, visite a nossa página na Internet ou leia o código QR:
www.kintex.de/Anleitungen



⚠ Advertência

Não utilize as fitas adesivas em feridas abertas ou como ligaduras. Em caso de prurido ou reação alérgica, retire a fita adesiva. Antes de cada aplicação, é importante obter um diagnóstico detalhado para uma terapia direcionada. Recomendamos que a nossa fita adesiva seja aplicada apenas por utilizadores instruídos ou profissionais médicos. *A eficácia das fitas de cinesiologia ainda não foi cientificamente comprovada; as nossas afirmações baseiam-se na nossa vasta experiência.

Materiais

97 % algodão, 3 % elastano, adesivo acrílico hipoaérgico

SL NAPOTKI ZA UPORABO

Kineziološki trak Kintex

Dragi kupec,
Veseli nas, da ste se odločili za kineziološke trakove Kintex Classic. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na našo službo za pomoč strankam preko naše spletne strani: www.kintex.de

Za uporabo kot protibolečinski, mišični, limfni in korekcijski trak.
Kožni prijazen trak Kintex je zaradi valovite strukture hipoaérgenega akrilnega lepila zelo prilagodljiv in raztegljiv (40–60 %). Naš trak zagotavlja in spodbuja optimalno prilagajanje strukturam človeškega telesa, kot so koža, fascije, mišice, meridiani itd. Njegova struktura je zelo trpežna, vodoodporna in odporna na trganje.

Razlaga simbolov

- Brez lateksa
- Ne uporabljajte dvakrat, moč oprijema se zmanjša
- Zaščiti pred soncem
- Preberite in upoštevajte navodila za uporabo
- Hraniti na suhem
- Medicinski pripomoček
- Odstranite na pravi način

Uporaba

- Izmerite željeno dolžino in trak odrežite s škariami. Pazite, da so vogali zaobljeni.
- Odstranite trak z nosilnega papirja, ne da bi segli v lepilno površino, tako da nalepite osnovo (pribl. 5 cm) in nato nalepite na preostali del traku.
- Pred namestitvijo traku telo predhodno napnite, to se razlikuje glede na cilj in vrsto namestitve.
- Kineziološki trak Kintex Tape lahko uporabljate pri športnih poškodbah, bolečinah v sklepih, hrbtu, edemih, mišični napetosti ter drugih indikacijah in kontraindikacijah.*
- Na spletu vam ponujamo več kot 40 video navodil za različne tehnike nameščanja.

Za več informacij obiščite našo domačo stran ali skenirajte kodo QR:
www.kintex.de/Anleitungen



⚠ Opozorilo

Trakov nikoli ne uporabljajte na odprti ranah ali kot povoj. Če čutite srbenje ali alergijsko reakcijo, odstranite trak. Pred vsakim nameščanjem traku je podrobna diagnoza osnova ciljne terapije. Priporočamo, da naš trak namestijo samo usposobljeni opozorniki ali zdravniki. *Učinek kinezioloških trakov ni znanstveno dokazan, naše trditve temeljijo na naših dolgoletnih izkušnjah.

Materijal

97 % bombaž, 3 % elastaan, hipoaérgen akrilno lepilo

PL WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Kintex Kinesiologie Tape

Szanowny Kliencie,
cieszymy się z podjęcia decyzji o zakupie Kintex Kinesiologie Tape. W razie pytań należy kontaktować się z naszym działem obsługi klienta przez stronę internetową: www.kintex.de

Do zastosowania jako taśma przeciwbólowa, mięśniowa, limfatyczna i korekcyjna. Przyjazna dla skóry Kintex Tape dzięki strukturze falistej hipoaergicznego kleju akrylowego łatwo się dostosowuje i jest rozciągliwa (40-60%). Optymalne dostosowanie do struktur ludzkiego ciała, jak np. skóry, powięzi, mięśni, meridianów itd. jest zabezpieczone i poprawiane przez naszą taśmę. Ma ona właściwości dużej wytrzymałości, odporności na wodę i rozrywanie.

Objaśnienie symboli

- Nie zawiera lateksu
- Nie używać dwukrotnie, siła klejenia pogarsza
- Chronić przed słońcem
- Przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać jej
- Przechowywać w suchym miejscu
- Wyrób medyczny
- Użytkować w sposób specjalistyczny

Zastosowanie

- Odmierzyć żądaną długość i dociąć taśmę nożyczkami. Zwracać uwagę, aby narażniki były zaokrąglone.
- Zdejmować taśmę z papieru nośnego bez sięgania na powierzchnię klejenia, przyklejając podstawę (ok. 5 cm), a następnie naklejając pozostałą część taśmy.
- Przed przyłożeniem taśmy ciało jest wstępnie naprężane, co zmienia się w zależności od celu i rodzaju przyłożenia.
- Kintex Tape można stosować w przypadku kontuzji sportowych, bólów stawów, bólów pleców, obrzęków, naprężenia mięśni oraz innych wskazań i przeciwwskazań.*
- W Internecie oferujemy ponad 40 instrukcji wideo do różnych technik przykładania.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie głównej lub można zeskanować kod QR:
www.kintex.de/Anleitungen



⚠ Wskazówka ostrzegawcza

Nigdy nie stosuj taśm na otwartych ranach ani jako środek opatrunkowy. W razie wyskazu swędzenia lub reakcji alergicznej należy zdjąć taśmę. Przed każdym nałożeniem taśmy wyczerpujące orzeczenie stanowi podstawę dokładnej terapii. Zalecamy nakładanie naszej taśmy wyłącznie przeszkolonym użytkownikom lub lekarzom. *Działanie Kinesiologie Tape nie jest poświadczane naukowo, nasze stwierdzenia opierają się o naszego wieloletnie doświadczenia.

Materiał

97% bawełny, 3% elastanu, kleju akrylowy hipoaergiczny

SV INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Kintex kinesiologitejp

Kära kund,
Vi är glada att du har valt Kintex klassisk kinesiologitejp. Om du har några frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst via vår webbplats: www.kintex.de

För användning som smärt-, muskel-, lymf- och korrigerings-tejp.
Den hudvänliga Kintex-tejpen är mycket anpassningsbar och tåjour (40-60%) på grund av den vågiga strukturen hos det hypoallergena akrylimmet. En optimal anpassning till människokroppens struktur såsom huden, fascian, musklerna, meridianerna etc. säkras och främjas av vår tejp. Dess struktur är mycket hållbar, vattentät och rivtålig.

Förklaring av symbolerna

- Latexfri
- Använd inte två gånger, vidhäftningsstyrkan minskar
- Skydda från solen
- Läs och följ bruksanvisningen
- Förvaras torrt
- Medicinsk utrustning
- Vänligen kassera på rätt sätt

Användning

- Mät önskad längd och klipp av tejpens med en sax. Se till att hörnen är rundade.
- Ta bort tejpens från underlagspapperet utan att nå in i den självhäftande ytan genom att limma fast basen (ca 5cm) och limma sedan fast resten av tejpens.
- Innan man applicerar tejpens är kroppen utsträckt, detta varierar beroende på syfte och typ av fastsättning.
- Du kan använda Kintex tejp för idrottsskador, ledvärk, ryggsmärtor, ödem, muskelspänningar och andra indikationer och kontraindikationer.*
- På Internet erbjuder vi dig över 40 videoinstruktioner för olika appliceringstekniker.

För mer information besök vår hemsida eller skanna QR-koden:
www.kintex.de/Anleitungen



⚠ Varningsmeddelande

Använd aldrig tejpens på öppna sår eller som bandage. Om du känner klåda eller en allergisk reaktion, ta bort tejpens. Före varje tejpning finns en detaljerad diagnos till grund för en riktad behandling. Vi rekommenderar att vår tejp endast appliceras av utbildade användare eller läkare. *Effekten av kinesiologiband är inte vetenskapligt bevisad, våra uttalanden är baserade på vår mångåriga erfarenhet.

Materiell

97% bomull, 3% elastaan, allergivänligt akryllim